

专业 / 精工 / 优质 / 高效 / 科技

IMADEK

IMADEK 重磅推出 检测人员与样品“零接触”利器 全自动样品处理系统全系列产品

MDK-480 MDK-960 MDK-2300 MDK-4600
MDK-FREE-COMBINATION

CHANGSHA IMADEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

FULL-AUTOMATIC SAMPLE PROCESSING SYSTEMS

/ 专 / 利 / 产 / 品 /

长沙迈迪克智能科技有限公司

电话: 0731-8819 5649 售后服务: 400-117-1001


地址: 湖南省长沙市经济开发区星沙产业基地星工场B5栋2单元4楼
网址: www.csmadik.com

长沙迈迪克智能科技有限公司
CHANGSHA IMADEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

产品介绍

全自动样品处理系统全系列产品由自动交接模块、前处理模块、自动冷藏模块、超大容量冷藏模块和后处理模块自由组合而成,可实现全程自动化,检测人员与样品“零接触”,处理标本速度高达400标本/小时,有效降低预处理的工作量。

> 常见型号如下(可自由组合、摆放位置可选)




全自动样品处理系统 MDK-480



全自动样品处理系统 MDK-960





全自动样品处理系统 MDK-2300



全自动样品处理系统 MDK-4600

其他常见摆放形式:



> 自动交接模块


- 自动交接无需人工值守。
- 配备纸质或电子签收回单可溯源。



> 前处理模块

- 样本信息自动获取
- 自动离心(可选配1个或2个离心模块)
- 标本信息与管理系统无缝衔接,自动进行标本筛选
- 适配器自动配平
- 交接、挑选、不合格品判别、转架
- 自动称重,实现数量和密度配平

外形尺寸: 1900*940*1705mm (长*宽*高)



> 自动冷藏模块

> 超大容量冷藏模块

- 可实现无限扩展,协同工作。
- 采用并联回路制冷,保证温度稳定在2-6℃。
- 每个推送模块都可独立运行。
- 独立设置功能分区。
- 具备应急处理模块可紧急取样。

- 单一模块可放置480人份试管。



外形尺寸: 1318*650*1020mm (长*宽*高)

- 单一模块可放置2300人份试管。



外形尺寸: 1318*650*1705mm (长*宽*高)

> 后处理模块

- 封闭环境自带空气过滤系统,杜绝气溶胶污染。
- 标本状态检测(选配)。
- 边沿提拉自动开盖。
- 废盖集中收集,满仓报警提醒。
- 可转架适配各类检测设备载条。
- 根据客户要求排序,条码一致。

外形尺寸: 1385*814*1840mm (长*宽*高)

